

Серия Audéo MINI

Слуховые аппараты с внутриканальным телефоном (CRT)

Модели: Audéo MINI III, Audéo MINI V, Audéo MINI IX



Audéo MINI IX

- SoundFlow Premium – 4-ситуационная автоматика
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- 20 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- SoundRelax – подавление импульсных звуков
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- EchoBlock – подавление реверберации
- Real Ear Sound – восстановление функции ушной раковины
- Защитный фильтр микрофона
- WindBlock Management – подавление шума ветра
- NoiseBlock – высокоразрешающее шумоподавление
- DataLogging – непрерывная регистрация данных
- Размер батареи 10
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Audéo MINI V

- SoundFlow Advanced – 3-ситуационная автоматика
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- 16 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- Защитный фильтр микрофона
- NoiseBlock – высокоразрешающее шумоподавление
- DataLogging – непрерывная регистрация данных
- Размер батареи 10
- WindBlock Management – подавление шума ветра
- Real Ear Sound – восстановление функции ушной раковины
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Audéo MINI III

- SoundFlow Standard – 2-ситуационная автоматика
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- 6 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Направленность dAZ
- Защитный фильтр микрофона
- 6-канальное шумоподавление NoiseBlock
- DataLogging – данные о ношении аппарата
- Размер батареи 10
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Параметр\модель	Audéo MINI III/V/IX
ВУЗД90	112*/126** дБ УЗД
Макс. усиление	45*/55** дБ
Диапазон частот	<100-8500*/<100-6000** Гц
Гармонические искажения	1.5%-2,0%-2,0%* 1.5%-1,0%-0,5%** (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,0*/1,2** мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 10 мс

* Стандартный ресивер

** Мощный ресивер

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки

глюкометры массажеры

тонометры миостимуляторы

соляные лампы алкометры

физиотерапевтические аппараты